


4 Tīršana

Visas TRILUX sienas konsoles virsmas var tīrīt ar parastajiem tīršanu līdzekļiem un dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur alkoholu. Pievēršiet uzmanību, lai tīršanas laikā šķidrums neiekļūst TRILUX konsoles iekšpusē.

CE 0044



TRILUX-LENZE GmbH+Co KG
Medical Technology Division
Hutterstraße • D-59759 Arnsberg
Postfach 19 50 • D-59753 Arnsberg
Tel. +49 (0) 29 327301 100
Fax +49 (0) 29 327301 113
sales.medical@trilux.de
www.trilux.de